


EZPass™ Pasadores de suturas

- 1 Nitinol trenzado ha sido op con una capa de óxido de tejido blando
- 2 Siete curvaturas diferentes t desde cualquier posición del portal
- 3 Consejos nítidos y de bajo perfil para facilidad de penetración del tejido con trauma
- 4 Rueda de pulgar que permite q avance del Nitino
- 5 Paquete de instrumentos desechable y listo para uso quirúrgico
- 6 Un diseño de mango ergonómico el uso de un natural, relajado
- 7 Colores únicos que permiten una claridad identificación del estilo deseado



Información sobre pedidos

Instrumentación

Producto	Número de pieza	Descripción	Número de pieza
	Trenzado Cometa de Nitinol	110007380	-
	90° hacia arriba Mango negro	904050	90° hasta paquete de 10 110008593
	45° hacia arriba Mango gris	904051	45° hasta paquete de 10 110008590
	Pata de perro de 45° hacia arriba Mango azul oscuro	904052	45° Pata de perro levantada, paquete de 10 110008589
	70° a la izquierda Mango rojo	904054	70° Izquierda 10 paq. 110008588
	70° Derecha Mango amarillo	904055	70° Derecha paquete de 10 110008594
	30° Derecha Mango azul claro	904053	30° Derecha paquete de 10 110008591
	30° a la izquierda Mango verde	904056	30° Izquierda paquete de 10 110008592

Este material está destinado únicamente a profesionales de la salud y al personal de ventas de Zimmer Biomet. Se prohíbe la distribución a cualquier otro destinatario. Todo el contenido de este documento está protegido por derechos de autor, marcas comerciales y otros derechos de propiedad intelectual que pertenecen o tienen licencia de Zimmer Biomet o sus afiliadas, a menos que se indique lo contrario. Este material no debe redistribuirse, duplicarse o divulgarse, total o parcialmente, sin el consentimiento expreso por escrito de Zimmer Biomet.

Verifique las autorizaciones de productos del país y consulte las instrucciones de uso específicas del producto. Para obtener información completa del producto, incluidas las indicaciones, contraindicaciones, advertencias, precauciones y posibles efectos adversos, consulte el prospecto del paquete, el sitio web de Zimmer Biomet o comuníquese con su representante local de Zimmer Biomet.

© 2016 Zimmer Biomet



 Fabricante legal
Medicina Deportiva Biomet
56 East Bell Drive
Apartado de correos 587
Varsovia, Indiana 46581
EE.UU

0573.1-US-es-REV0516

www.zimmerbiomet.com