

PRÓTESIS TRAPEZO-METACARPIANA

MAÏA™



DOCUMENTACIÓN



**groupe lépine**

Depuis 1714

## CÚPULA

- aleación de titanio.
- fijación sin cemento, mediante revestimiento bicapa obtenido por proyección de plasma al vacío de titanio poroso sin aleación e hidroxiapatita.
- macroestructura externa: 4 picos polares de estabilización, y ensanchamiento ecuatorial para favorecer la fijación en press-fit.
- inserto de polietileno UHMW, acondicionado al vacío.
- 2 diseños: estándar y semirretentivo.
- esterilización mediante radiación Gamma.

## VÁSTAGO

- aleación de titanio.
- fijación sin cemento, mediante revestimiento bicapa obtenido por proyección de plasma al vacío de titanio poroso sin aleación e hidroxiapatita.
- macroestructura externa: Escamas sobre las aristas longitudinales para estabilización, cono morse de 6° de ensamblado con el cuello modular.
- diseño anatómico; el vástago se adapta a la cavidad medular metacarpiana.
- esterilización mediante radiación Gamma.

## CUELLO

- acero inoxidable.
- modular.
- geometría recta o decalada para adaptación anatómica.
- cabeza esférica en diámetro de 4 mm.
- esterilización mediante radiación Gamma.

## CÚPULA DE TRAPECIO Ø9



Denominación	Ref.
CÚPULA DE TRAPECIO STD Ø9	M100 1009
CÚPULA DE TRAPECIO RETENTIVA Ø9	M100 2009

## VÁSTAGO METACARPIANO



Denominación	Ref.
VÁSTAGO METACARPIANO T7	M100 0007
VÁSTAGO METACARPIANO T8	M100 0008
VÁSTAGO METACARPIANO T9	M100 0009
VÁSTAGO METACARPIANO T10	M100 0010

## CUELLO RECTO



Denominación	Características	Ref.
CUELLO RECTO M	medio	M100 0500
CUELLO RECTO L	largo	M100 0501
CUELLO RECTO XL	extralargo	M100 0502

## CUELLO DECALADO



Denominación	Características	Ref.
CUELLO DECALADO M	medio	M100 0600
CUELLO DECALADO L	largo	M100 0601
CUELLO DECALADO XL	extralargo	M100 0602

**lépine** Algérie  
9 rue philosophe Tabrizi  
Les sources  
Bir Mourad Rais - ALGER  
lepine-algerie@groupe-lepine.com

**lépine** Italia  
Via Cassanese 100,  
20090 Segrate (Milano)  
lepine-italia@groupe-lepine.com

**lépine** Ibérica  
C/J.J. Tadeo Murguía  
N. 3 - 5 BAJO  
20304 IRÚN (GUIPÚZCOA)  
lepine-iberica@groupe-lepine.com

**lépine** Maroc  
79 avenue IBN SINA  
10080 RABAT - AGDAL  
lepine-maroc@groupe-lepine.com

175 rue Jacquard - CS 50307  
69727 Genay Cedex - FRANCE  
Tél. +33 (0)4 72 33 02 95  
Fax +33 (0)4 72 35 96 50

[www.groupe-lepine.com](http://www.groupe-lepine.com)



**groupe lépine**

Depuis 1714