

# Zimmer Biomet

## Sistema de afeitadora

Ficha de datos



## Datos técnicos del sistema de afeitadora Zimmer Biomet

### Consola de afeitadora



Consola de afeitadora

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Código del objeto                  | 918001   |
| Tamaño y peso                      | <p>Altura: 111 mm</p> <p>Ancho: 350 mm</p> <p>Profundidad: 300 mm</p> <p>Peso: 6,5Kg</p>   |
| Rangos de velocidad                | <p>Corte: 300 - 4'000min<sup>-1</sup></p> <p>Desbarbado: 500 - 8'000min<sup>-1</sup></p> <p>Oscilante: 500 - 4'000min<sup>-1</sup></p>   |
| Requisitos eléctricos y operativos | <p>Voltaje de línea: 100 V a 240 V CA, Frecuencia: 50 Hz a 60 Hz, Máx. potencia de entrada: 130 VA</p> <p>Temperatura de funcionamiento: + 15 ° a + 30 ° C, Temperatura de almacenamiento: -10 ° a + 70 ° C</p> <p>Humedad relativa de funcionamiento: 30% a 75%, Humedad relativa de almacenamiento: 30% a 75% Sin condensación</p> |

### Piezas de mano para afeitadora



Pieza de mano de afeitadora con operación manual



Pieza de mano de afeitadora con operación de pie

|                                 |  |   |
|---------------------------------|--|---|
| Código del objeto               | 918021   | 918020  |
| Tamaño y peso                   | <p>Longitud: 209 mm</p> <p>Ancho: 24,5 mm</p> <p>Altura: 37,6 mm</p> <p>Peso: 380 g</p>  | <p>Longitud: 209 mm</p> <p>Ancho: 24,5 mm</p> <p>Altura: 31,0 mm</p> <p>Peso: 320 g</p>             |
| Material                        | Aleación de aluminio   | Aleación de aluminio  |
| Modo de operación               | Operación manual de rotación en sentido antihorario / horario, modo de oscilación  | Operación de sentido antihorario / horario<br>Rotación, modo de oscilación con pedal de dos pedales |
| Regulación de succión y succión | SÍ   | SÍ  |
| Compatibilidad                  | Solo cuchillas de afeitadora Zimmer Biomet (918xxxx / 918xxxxH)  |   |
| En el cuadro                    | <p>918090 - Adaptador de limpieza para pieza de mano afeitadora</p> <p>918091 - Cepillo de limpieza, punta redondeada, longitud: 300 mm</p> <p>918093 - Cepillo de limpieza, punta doblada, longitud: 150 mm</p> <p>918094 - Cepillo de limpieza, longitud: 150 mm</p> |   |

### Interruptor de pie para afeitadora










Pedal de dos pedales

|                   |   |
|-------------------|---|
| Código del objeto | 918003-2  |
| Tamaño y peso     | <p>Longitud: 300 mm</p> <p>Ancho: 230 mm</p> <p>Altura: 70 mm</p> <p>Peso: 3,61Kg</p> |

## Información sobre pedidos para hojas de afeitadora



### Longitud efectiva 130 mm

|   | Tipo de afeitadora                         | Diámetro externo                                      | Código del objeto             |
|---|--|---|-------------------------------|
|    | Corte agudo del resector de radio completo | 4,2 mm  | 9182742                       |
|    | Radio completo agresivo                    | 3,5 mm<br>4,8 mm<br>5,5 mm                            | 9181335<br>9181348<br>9181355 |
|    | Agresivo Full Radius Plus                  | 4,2 mm  | 9183442                       |
|    | Cortador de menisco agresivo               | 3,5 mm<br>4,8 mm<br>5,5 mm                            | 9181535<br>9181548<br>9181555 |
|    | Cortador de menisco agresivo Plus          | 4,2 mm  | 9182142                       |
|  | Rebaba redonda                             | 4,2 mm (Ø de fresa 3,0 mm)<br>5,5 mm (fresa Ø 4,0 mm) | 9181042<br>9181055            |
|  | Rebaba ovalada                             | 5,5 mm (fresa Ø 4,0 mm)<br>6,5 mm (fresa Ø 5,0 mm)    | 9181955<br>9181965            |

### Longitud efectiva 210 mm, flexión de 15 °, para artroscopia de cadera

|   | Tipo de afeitadora      | Diámetro externo | Código del objeto    |
|---|-------------------------|------------------|----------------------|
|  | Radio completo agresivo | 4,2 mm<br>5,5 mm | 9183242H<br>9183255H |

### Longitud efectiva 70 mm, para cirugía de articulaciones pequeñas

|   | Tipo de afeitadora      | Diámetro externo          | Código del objeto |
|---|-------------------------|---------------------------|-------------------|
|  | Radio completo agresivo | 2,5 mm                    | 9181325           |
|  | Rebaba redonda          | 3,5 mm (rebabas Ø 2,5 mm) | 9181035           |

**Para obtener más información, póngase en contacto  
con su representante de Zimmer Biomet.**

Todo el contenido de este documento está protegido por derechos de autor, marcas comerciales y otros derechos de propiedad intelectual, propiedad o licencia de Zimmer Biomet o sus afiliadas, a menos que se indique lo contrario, y no debe redistribuirse, duplicarse o divulgarse, total o parcialmente, sin el consentimiento expreso por escrito de Zimmer Biomet.

Este material está destinado a los profesionales sanitarios y al personal de ventas de Zimmer Biomet. Se prohíbe la distribución a cualquier otro destinatario. No apto para distribución en Francia.

Para obtener información completa sobre el producto, incluidas las indicaciones, contraindicaciones, advertencias, precauciones, posibles efectos adversos e información de asesoramiento para el paciente, consulte las instrucciones de uso.


Verifique las autorizaciones de productos del país y consulte las instrucciones de uso específicas del producto.

© 2016 Zimmer Biomet



Distribuido por  
Zimmer GmbH  
Sulzerallee 8  
8404 Winterthur  
Suiza

[www.zimmerbiomet.com](http://www.zimmerbiomet.com)

 Fabricante legal  
Eberle GmbH & Co. KG  
Glasbronnenstr. 6  
75449 Wurmberg  
Alemania

 0482